



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

ORTHO DAI



CC VN



Collarín Cervical Ventilado Orthodai

Único collarín en el mercado con canales de ventilación y forro calado que proporciona frescura y comodidad en la rehabilitación.

Color: Blanco, Arena, Negro, Azul, Rosa

Tallas: Chica, Mediana, Grande y Extra Grande

Instrucciones de Uso:

Coloque el collarín al rededor del cuello y ajústelo con los cierres de contacto como se muestra en la imagen:



Registro Sanitario: 0508C2016 SSA

Medidas de Empaque:

Alto: 31 cms.

Ancho: 9.5 cms.

Profundidad: 5.5 cms.

Peso de Producto empacado:

Chica: 100 gms.

Med: 100 gms.

Gde: 110 gms.

Extra Gde: 110 gms.

Clave SAT: 42241803

Clave de Unidad: H87

EAN-13:

Chico:

Blanco
7506372600709

Arena
7506372600860

Negro
7506372601539

Azul
7506372600549

Rosa
7506372601836

Mediano:

Blanco
7506372600693

Arena
7506372600853

Negro
7506372601522

Azul
7506372600532

Rosa
7506372601829

Grande:

Blanco
7506372600686

Arena
7506372600846

Negro
7506372601515

Azul
7506372600525

Rosa
7506372601812

Extra Grande:

Blanco
7506372600716

Arena
7506372600877

Negro
7506372601546

Azul
7506372600556

Rosa
7506372601843

Importante:

No ajuste de más ya que podría provocar molestias y/o escoriaciones en la piel, utilice la talla que le corresponda. El uso y tiempo indicado del collarín debe ser determinado por su médico.



Uso Común:

Ortesis cervical indicado para disminuir la movilidad en la zona cervical, su aplicación más común es en esguinces cervicales o como soporte postoperatorio.

Contraindicaciones:

No se recomienda su uso por más de cuatro semanas.

Este producto es flamable.

No exponer al fuego.



HECHO EN MEXICO

Composición:
Hule de poliuretano
Cierre de contacto
Tejido acrílico

Fabricado por:



Bld. Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595

**CONSUME
LO BIEN
HECHO EN
MEXICO**