



ortopedia  
de  
excelencia  
S.A.P.I. de C.V.

**ORTHO DAI**



**INDO**



## Inmovilizador de Dedo Orthodai

*Fabricado en tela acojinada, varilla de aluminio moldeable y cierres de contacto.*

Color: Negro  
Tallas: Unitalla

### Instrucciones de Uso:

Coloque el inmovilizador por encima de la mano del lado opuesto a la palma, cuidando que el cinturón de contacto más grueso juste de manera adecuada la muñeca, posteriormente coloque también el segundo cinturón más corto al rededor de los dedos a inmovilizar y ajústelo, la varilla de soporte deberá estar sobre la parte superior de la mano.

### Importante:

Este producto es solo un auxiliar y no por sí mismo regenerador de ningún tipo de fractura o esguince. El uso de éste, debe ser bajo la supervisión de un médico.

### Uso Común:

Tratamiento de traumatismos que generen lesiones o dolor de forma directa en las falanges.

### Contraindicaciones:

Ninguna hasta el momento. Este producto podría ser flamable. No exponer al fuego.

### Medidas de Empaque:

Alto: 28 cms.  
Ancho: 8.5 cms.  
Profundidad: 3.5 cms.

### Peso de Producto empacado:

40 gms.

Clave SAT: 42241807

Clave de Unidad: H87

**EAN-13:** 7506372605681

Composición:  
Tela acojinada  
Cierre de contacto  
Barra de aluminio

Instrucciones de cuidado

- lavese a mano en agua templada con jabón neutro
- no exprimir
- no utilizar maquinas de lavar y o secar
- no usar cloro
- no exponer al sol

**HECHO EN MEXICO**



Fabricado por:

ortopedia  
de  
excelencia

Blvd. Carlos Camacho Espíritu 1406  
Colonia La Asunción  
San Francisco Totimehuacan  
Puebla, Puebla C.P. 72595

**CONSUME  
LO BIEN  
HECHO EN  
MEXICO**