



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

ORTHO DAI®



ONR06



Rodillera Mecánica Postoperatoria Orthodai

Fabricada de neopreno perforado para mayor frescura, doble varilla metálica articulada, cojinete de soporte y cierres de contacto.

Color: Negro

Tallas: Chica, Mediana, Grande y Extra Grande

Instrucciones de Uso:

Coloque la rodillera por la parte de la corva y ajústela con los cierres de contacto frontales asegurándose de que la rotula se encentra en la abertura del frente.



Composición:
Cierre de contacto
Varillas metálicas
Contenido de la fibra:
Nylon stretch
Espuma de neopreno
de células cerradas

Instrucciones de cuidado

- lavese a mano en agua templada con jabón neutro
- no exprimir
- no utilizar maquinas de lavar y o secar
- no usar cloro
- no exponer al sol

HECHO EN MEXICO

Medidas de Empaque:

Alto: 41 cms.

Ancho: 16 cms.

Profundidad: 5 cms.

Peso de Producto empacado:

Talla:

Chica: 400 gms.

Med: 400 gms.

Gde: 420 gms.

Extra Gde: 420 gms.

Clave SAT: 46182209

Clave de Unidad: H87

EAN-13:

Chico: 7506372606053

Med.: 7506372606060

Gde.: 7506372606077

Extra: 7506372606084

Importante:

Evite ajustar de manera excesiva los cierres de contacto ya que podría generar molestias o irritación. El uso de este producto debe ser bajo supervisión médica. Para el lavado de la pieza es necesario retirar las varillas metálicas.

Uso Común:

Auxiliar en lesiones de ligamentos laterales, meniscos o en tratamientos post-operatorios.

Contraindicaciones:

Ninguna hasta el momento. Este producto podría ser flamable. No exponer al fuego.

Fabricado por:



ortopedia
de
excelencia

Blvd. Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595

CONSUME
LO BIEN
HECHO EN
MEXICO