



ortopedia  
de  
excelencia  
S.A.P.I. de C.V.

**ORTHO DAI**®



## ODN06 Muslera Anatómica de Neopreno

Color: Negro.  
Tallas: Unitalla.

### Uso Común:

Auxiliar en el tratamiento de distensión muscular, sobrecarga, desgarres y lesiones provocadas por el sobre esfuerzo o estiramiento excesivo de los músculos de la pierna.

### Instrucciones de Uso:

1. Coloque la prenda sobre el muslo de manera que los tirantes lo rodeen por detrás.
2. Ajuste con los cierres de contacto adhiriendo sobre la misma prenda para asegurar el soporte.

### Precauciones:

No ajuste con demasiada fuerza ya que podría generar molestias de opresión. Este producto es solo un auxiliar, no es por sí mismo regenerador de algún tipo de fractura.

### Advertencias:

Pueden aparecer molestias y escoriaciones si no se usa adecuadamente. Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

### Composición del Producto:

Tela de neopreno cubierta de nylon y poliéster, bias elástico y cierres de contactel.

### Medidas de Empaque:

Alto:  
Ancho:  
Profundidad:

### Peso de Producto empacado:

Unitalla:

Clave SAT:

Clave de Unidad:

### EAN-13:

Unitalla: 7506372604226



**HECHO EN MEXICO**

Fabricado por:



Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406  
Colonia La Asunción  
San Francisco Totimehuacan  
Puebla, Puebla C.P. 72595  
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

