



ortopedia  
de  
excelencia  
S.A.P.I. de C.V.

**ORTHO DAI**®



## ODN11 Pantorrillera Anatómica de Neopreno

Color: Negro.  
Tallas: Unitalla.

### Uso Común:

Auxiliar en el tratamiento de lesiones musculares, etapas de rehabilitación o post quirúrgicas o como soporte deportivo.

### Instrucciones de Uso:

1. Coloque la pantorrillera con la costura central al frente.
2. Cierre con apoyo de los cierres de contactel, de manera que ambos extremos abracen completamente la pantorrilla.

### Precauciones:

No ajuste con demasiada fuerza ya que podría generar molestias de opresión. Este producto es solo un auxiliar, no es por sí mismo regenerador de algún tipo de fractura.

### Advertencias:

Pueden aparecer molestias y escoriaciones si no se usa adecuadamente. Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

### Composición del Producto:

Tela de neopreno cubierta de nylon y poliéster, bies elástico y cierres de contactel.

### Medidas de Empaque:

Alto:  
Ancho:  
Profundidad:

### Peso de Producto empacado:

Unitalla:

Clave SAT:

Clave de Unidad:

### EAN-13:

Unitalla: 7506372604271



**HECHO EN MEXICO**

Fabricado por:



Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406  
Colonia La Asunción  
San Francisco Totimehuacan  
Puebla, Puebla C.P. 72595  
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

**CONSUME  
LO BIEN  
HECHO EN  
MEXICO**