



ortopedia  
de  
excelencia  
S.A.P.I. de C.V.

# ORTHODAI<sup>®</sup>



**ONR08**



## Rodillera Deportiva Cerrada Orthodai

*Fabricada de neopreno perforado para mayor frescura, cojinete de soporte y cierres de contacto.*

Color: Negro

Tallas: Chica, Mediana, Grande y Extra Grande

### Instrucciones de Uso:

Coloque la rodillera introduciendo el pie por el extremo más ancho y deslizando la pieza hasta que la rotula se encuentre en el orificio frontal y el cojinete de manera correcta y finalmente ajuste con los cinturones utilizando los eslabones plásticos para mayor seguridad.

### Importante:

Evite ajustar los cinturones de manera excesiva, ya que podría generar molestias o irritación. Este producto es solo un auxiliar y no por sí mismo regenerador de ningún tipo de fractura o esguince.

### Uso Común:

Soporte deportivo auxiliar en la protección de torceduras y esguinces.

### Contraindicaciones:

Ninguna hasta el momento. Este producto podría ser flamable.  
No exponer al fuego.

Composición:  
Cierres de contacto  
Contenido de la fibra:  
Nylon stretch  
Espuma de neopreno  
de células cerradas

Instrucciones de cuidado

- lavese a mano en agua templada con jabón neutro
- no exprimir
- no utilizar maquinas de lavar y o secar
- no usar cloro
- no exponer al sol

**HECHO EN MEXICO**

### Medidas de Empaque:

Alto: 41 cms.

Ancho: 16 cms.

Profundidad: 5 cms.

### Peso de Producto empacado:

Talla:

Chica: 170 gms.

Med: 170 gms.

Gde: 180 gms.

Extra Gde: 180 gms.

Clave SAT: 46182209

Clave de Unidad: H87

### EAN-13:

Chico: 7506372606138

Med.: 7506372606145

Gde.: 7506372606152

Extra: 7506372606169

Fabricado por:



ortopedia  
de  
excelencia

Blvd. Carlos Camacho Espíritu 1406  
Colonia La Asunción  
San Francisco Totimehuacan  
Puebla, Puebla C.P. 72595

**CONSUME  
LO BIEN  
HECHO EN  
MEXICO**